

EINWEG-ZUBEHÖR FÜR: HEBER FÜR BEINE UND ARME



HEBEGURT 2006-50

Unterstützt: Knöchel,
Waden, Knie.



HEBEGURT 2006-60

Unterstützt: Arm,
Finger, Vorfußbereich
und Knöchel.



HEBEGURT 2006-70-1

Breite Trageriemen
für verschiedene Posi-
tionen.



KLETTPUNKT 2006-65

Zum Anheben des
Vorderfußes und der
Finger. Nicht allergen.

Um unser **technisches Zubehör** zu sehen,
besuchen Sie bitte unsere Webseite.

**Benötigen Sie mehr
Informationen über den Heber
für Beine und Arme?
Bitte nehmen Sie Kontakt auf**

opitek

mail@opitek.dk | +45 39 66 16 44

www.opitek-international.dk

CE MDD Klasse 1



DAS PRODUKT:

HEBER FÜR BEINE UND ARME

Vermeidung von Verletzungen beim
Patienten beim Anheben der Arme und
Beine im Operationssaal

opitek

HEBER FÜR BEINE UND ARME



Die Vorbereitung einer Operationsstelle an den Armen oder Beinen eines Patienten erfordert oft ein Heben, Halten und Senken. Dies wird in der Regel durch das OP-Personal durchgeführt und kann körperlich anstrengend sein.

Dieser einzigartige elektrische Heber hat eine Handsteuerung, um das Bein oder den Arm des Patienten in die richtige Position zu heben. Das Körperteil kann auch über die Handsteuerung gesenkt werden, um einen reibungslosen und sicheren Prozess zu gewährleisten.

- Der Heber wird mit einer Batterie betrieben und kann leicht über Nacht wieder aufgeladen werden.
- Der Heber für das Bein kann einem Patienten auf dem Rücken, auf dem Bauch oder sitzend dienen.
- Beidseitiges Anheben von zwei Beinen ist mit dem standardmäßig gelieferten „2-Beine-Hebearm“ möglich.
- Eine Höhererweiterung (32cm) wird mitgeliefert, um die Arme von Patienten in sitzender Position (z.B. Beach-Chair-Lagerung) anzuheben.



EINWEG-HEBEGURTE

Er kann zur Unterstützung von Knöcheln, Waden, Knien, Armen, Fingern & Vorderfüßen verwendet werden. Hautfreundlich.



DER HEBER

Der Heber umfasst: Standard-Hebearm, seitlicher Hebearm & Höhererweiterung (32 cm).



Möchten Sie den Heber für Beine & Arme in 3D sehen?



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder Ihrer Uhr.